



Lathund för exteriörbeskrivare

Från och med 1 januari 2025 ska samtliga exteriörbeskrivningar registreras i SBK Tävling. Detta är en lathund som är gemensam för SBK:s samtliga raser.

Syftet med exteriörprotokollen är att det ska databearbetas i dataprogrammet "LATHUNDEN".

Vid beskrivningen är det rasstandarderna för den ras som ska beskrivas som är grunden.

Protokollen består av 103 positioner, vissa positioner är rasspecifika. De rasspecifika positionerna som inte är relevanta för den ras man beskriver har en svart ruta och saknar text i de båda avvikelsekolumnerna. Positioner som är utan anmärkning noteras med siffran 1.

Det som är viktigt för att få den önskade kvalitén på våra exteriörbeskrivningar och värdet som avelsutvärderingsverktyg är.

- En korrekt mätsticka som går att mäta mankhöjd, längd och bröstdjup.
- Lathund för exteriörbeskrivare.
- Scanner för id-kontroll **skall** tillhandahållas av arrangören.
- **Använd protokollet som en checklista och att gå igenom samtliga positioner och var särskilt noggrann med de positionerna med fetstil.**
- Tänk inte fel utan avvikelser, när första tanken är att **något** är för lite eller för mycket, skriv en 2:a eller en 5:a. (något är alltid något)

Är första tanken att något är för mycket eller för lite, skriv en 3:a eller en 6:a
Ifyllande av protokollets första del.

Hundens stamtavlenamn, födelsedatum, registreringsnummer, ras, id-nummer.

Pos 1-8

1. Bett: om bettet är korrekt enligt standard skriv UA.

Vid **felaktigt bett** använd bettkoderna:

Saxbett = 1;1 Tångbett = 1;2 Underbett = 1;3 Överbett = 1;4

Övriga noteringar kan göras på raden anmärkningar.

2. Tandantal, skriv antalet tänder som finns,

2:1 är storleken korrekt enligt standarden skriv UA.

Övriga noteringar kan göras på raden anmärkningar.

3. Testikelstatus, skriv UA om det motsvarar standarden.

Övriga noteringar kan göras på raden anmärkningar.

4. Mätning

Mätning av mankhöjden på Tysk Schäferhund skiljer sig något mot andra bruksraser. Mankhöjden på Tysk Schäferhund skall mätas bakom skulderbladets högsta punkt.

Mätstickan placeras lodrätt så att den tangerar armbågsspetsen.

8. Svans. Skriv UA om den är korrekt enligt standard.

OBS! Australian Shepherd har svanskoder. NBT (medfödd) =
8;1, 1/4=8;2, 1/2 =8;3, 3/4 = 8;4, Hel= 8;5

Arrangören **skall** använda de rasspecifika exteriörprotokollen samt Lathunden för arrangörer av exteriörbeskrivning här:

<https://brukshundklubben.se/avel-halsa/aktuellt-avel-och-halsa/rasspecifika-protokoll/>

Svenska Brukshundklubben/Utskottet Avel och Hälsa/UGE